




Mother Mates

hydrogel tepelerbanden



Vooral in het begin hebben vrouwen nogal eens last van pijnlijke tepels als zij hun baby borstvoeding geven. Goed aanleggen van de baby aan de borst vermindert de kans op het ontstaan van zulke problemen. Mother Mates hydrogel tepelerbanden verzachten pijn en irritatie wanneer dit zich toch voordoet. Zo geniet u optimaal van de tijd dat u uw baby borstvoeding geeft.

- Speciaal voorgevormde schijfjes bedekken en beschermen de tepels
- Unieke samenstelling: water, polyurethaan en glycol, veilig voor moeder en kind
- Geen voedingsbodem voor bacteriën en schimmels*
- Verfrissende en verzachtende hydrogel verlicht pijn en irritatie, en kan desgewenst gekoeld worden voor extra effect
- Hoge doorlaatbaarheid voor vocht en damp beperkt het risico van verweking van de huid
- Nemen extra veel vocht op en zijn bestand tegen doorlekken; helpen vochtvlekken in uw lingerie te voorkomen

*Wetenschappelijke gegevens beschikbaar



Mother Mates

hydrogel tepelerbanden

Voorkomen problemen bij de borstvoeding en helpen u te genieten van de intiemste momenten met uw baby

praktijk informatie

Bestelnr.	Omschrijving	Hoeveelheden
9403	Hydrogel Tepelerbanden	1 paar / verpakking 5 paar / doos 5 dozen / omdoos

NOTA BENE: Verwijder de tepelerbanden vóór iedere voeding om het risico van verstikking te vermijden!

Binnenkort: meer producten van Mother Mates.

tyco
Healthcare

Tyco Healthcare Nederland B.V.
Hogeweg 105
5301 LL Zaltbommel
Postbus 2205
5300 CE Zaltbommel
NEDERLAND
Telefoon: 0418-57 66 00
Fax: 0418-57 67 91
E-mail: infoNL@emea.tycohealthcare.com
Internet: www.mothermates.com
Internet: www.tycohealthcare.nl

P-WC-Mmates/NL 12/2003

© 2003 Tyco Healthcare Group LP. Alle rechten voorbehouden.

*Mother Mates and the Mother Mates design are trademarks of Tyco Healthcare Group LP.



tyco
Healthcare

hydrogel tepelverbanden

Gebruiksaanwijzing

stap één

Was uw handen alvorens uw Mother Mates tepelverbanden uit de verpakking te halen

stap twee

Maak de verpakking open en neem de tepelverbanden van het schutvel af. Bewaar het schutvel

stap drie

Spoel de tepelverbanden tussen de voedingen af en toe met warm water** (niet laten weken) en dep ze droog

stap vier

Doe dit op een schone ondergrond (bijvoorbeeld op het schutvel)

stap vijf

Voor extra verkoeling en verzachting kunt u de tepelverbanden tijdens het voeden in de koelkast leggen (bij voorkeur op het schutvel)

Vragen en antwoorden over Mother Mates

Wat is het nut van Mother Mates hydrogel tepelverbanden? Mother Mates tepelverbanden zijn absorberende transparante hydrogel verbanden, welke bij gebruik een verkoelende en verzachtende werking hebben. Het unieke effect van Mother Mates is te danken aan de speciale samenstelling, waardoor de verbanden overtollig vocht opnemen en dit geleidelijk laten verdampen. Dit voorkomt dat de huid onder de verbanden verweekt en beschadigd raakt.

Waar zijn Mother Mates van gemaakt? Mother Mates bestaan in hoofdzaak uit drie elementen: water, polyurethaan en glycol. Het water zorgt voor een koel, verzachtend effect wanneer de verbanden worden aangebracht. De andere twee componenten voorkomen dat de verbanden uitdrogen en helpen de huid zacht en soepel te houden. Het polyurethaan zorgt tevens voor de stevigheid van de verbanden en zorgt ervoor dat ze ook als ze het vocht opgenomen hebben intact blijven.

Als Mother Mates zo sterk absorberen, heb ik dan nog zoogcompressen nodig? Ja. Wanneer u last heeft van lekkage komt er doorgaans heel snel melk naar buiten, alhoewel Mother Mates sterk absorberen heeft het wel enige tijd nodig. De verbanden helpen wel bij het opnemen van lekvocht, maar het grootste deel wordt opgenomen door het zoogkompres.

Hoe lang kan ik Mother Mates tepelverbanden gebruiken? Ieder paar Mother Mates tepelverbanden gaat een aantal dagen mee. Alleen als er vaak lekvocht in achterblijft is vervanging vaker noodzakelijk. We raden u daarom aan de verbanden iedere keer na gebruik met warm water af te spoelen (niet laten weken) om melk die erin is achtergebleven te verwijderen. Wanneer de verbanden troebel worden of wit verkleuren is het tijd om een nieuw paar Mother Mates tepelverbanden te nemen.

***Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen om de verbanden schoon te maken: deze kunnen het materiaal aantasten. Controleer na een aantal voedingen of de verbanden nog helder zijn; als ze wittig verkleuren of troebel worden moet u ze weggooien en een nieuw paar nemen. Dankzij de unieke samenstelling van Mother Mates kunt u de verbanden 3 tot 7 dagen gebruiken voordat u een nieuw paar nodig heeft.*

Kan ik de verbanden met zeep schoonmaken? Nee. Zeep of wasmiddelen kunt u NIET gebruiken omdat ze de verbanden aantasten. In plaats daarvan kunt u warm water gebruiken.

Moet ik eerst melk uit de tepel laten komen (of rond de tepel inwrijven) voordat ik Mother Mates aanbreng? Nee. Het is niet nodig om melk of iets anders rond de tepels aan te brengen wanneer u Mother Mates verbanden gebruikt. Desgewenst kunt u tepel en tepelhof met warm water schoonmaken voordat u de verbanden aanbrengt.

Heb ik meer kans op schimmelinfecties met Mother Mates? Nee. Er zijn klinische onderzoeken uitgevoerd met de meest voorkomende bacteriën. Deze bacteriën groeien niet op Mother Mates.

Als ik voordat ik met Mother Mates tepelverbanden begin een schimmelinfectie heb, kan ik ze dan toch gebruiken? Ja. Wanneer bij vrouwen die hun kind borstvoeding geven een schimmelinfectie optreedt, krijgen ze gewoonlijk een lokaal middel (crème) of tabletten om het lichaam te helpen de infectie te bestrijden. Daarnaast krijgen ze het advies door te gaan met voeden. Mother Mates kunt ook gebruiken samen met middelen om een schimmelinfectie te bestrijden. Het is echter wel raadzaam om de verbanden iedere keer goed met warm water schoon te spoelen om te voorkomen dat er melk of resten crème achterblijven. Wanneer de verbanden troebel worden of wittig verkleuren moet u ze weggooien en een schoon paar nemen.

